

# TIPS & TRIX

## Tanduppsättning

- Skruva fast tanduppsättningen (plocka bort de lösa tänderna vid skruvhålen om det behövs)
- Skölj TUS i kallt vatten
- Låt patienten bita ihop försiktigt, inte för hårt!
- Se över ocklusion, slipa in vid behov
- Vid stora justeringar, skriv ner på ordersedeln
- Be patienten godkänna färg och form
- Be patienten sätta sig upp, se i en spegel och godkänna
- Ta nytt index
- Ta bilder